

figure 1




figure 2




figura 1




figura 2




figure 1




figure 2

lifetime limited warranty

Your Drive brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.

drive CE
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

© 2005 Medical Depot, Inc. All rights reserved.
Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.
Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

grab bar

barra de sostén

barre d'appui

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

www.drivemedical.com

mounting instructions

NOTE: Mounting flanges of grab bar must be aligned to mount to wall studs. Wood screws must go through the wall board or tile and attach to wood wall studs for solid support. For plastic tub and shower enclosures, drill through wall and mount grab bar to wall studs.

1. Place grab bar on wall in line with wall studs and mark location of screw holes. (Horizontal Attachment See Figure 1, Vertical Attachment See Figure 2.) After deciding on type of attachment, drill small hole to confirm the location of the stud.

CAUTION: Wood screws should only be used in wooded wall studs.

2. Determine for each flange whether to use wood screws or toggle bolts.

WARNING: At least two wood screws in each flange must be attached to wall studs or grab bar may pull out and serious injury could result

3. Use masonry bit to drill through tile or grout. For wood screws, drill small pilot hole into wood studs.
4. After holes are drilled, place grab bar on wall and attach with wood screw. If using toggle bolts, make sure bolt is attached to grab bar flange before being forced into hole.

NOTE: Use caulking around grab bar flanges to prevent moisture from seeping in.

NOTE: Clean with mild soap and rinse with warm water.

5. Tighten all screws and bolts with screwdriver. Check periodically for tightness. Never use grab bar if any looseness is detected as it could result in personal injury.

montar las instrucciones

NOTA: Los bordes de montaje de la barra de sostén deben estar alineados para montarse a las clavijas de la pared. Los tornillos de madera deben ir a través de la plancha o azulejos de la pared y unirse a las clavijas de madera de la pared para un soporte sólido. Para las tinas y duchas plásticas cerradas, taladre a través de la pared y monte la barra de sostén a las clavijas de la pared.

1. Ubique la barra de sostén sobre la pared en línea con las clavijas de la pared y marque la ubicación de los orificios de los tornillos. (La Fijación horizontal Ve la Figura 1, la Fijación Vertical Ve la Figura 2.) Después de decidir el tipo de acoplamiento, taladre un pequeño agujero para confirmar la ubicación de la clavija.

PRECAUCION: Los tornillos de madera deberán ser usados solamente en clavijas de paredes de madera.

2. Determine si usará tornillos de madera o pernos acodados para cada borde del montaje.

ADVERTENCIA: Deberán colocarse por lo menos dos tornillos de madera en cada borde en las clavijas de la pared o la barra de sostén podría soltarse y resultar en una lesión seria.

3. Use un trozo de mampostería para taladrar a través del azulejo o lechada. Para los tornillos de madera, taladre un pequeño agujero piloto en las clavijas de madera.
4. Después que se taladraron los agujeros, ubique la barra de sostén sobre la pared y fije con tornillo de madera. Si usa pernos acodados, asegúrese que el perno esté fijado a la cabeza de la barra de sostén antes de forzarla en el agujero.

NOTA: Use masilla alrededor de los bordes de la barra de sostén para evitar que la humedad penetre.

NOTA: Limpie con jabón suave y enjuague con agua tibia.

5. Ajuste todos los tornillos y pernos con destornillador. Controle periódicamente que estén ajustados. Nunca use la barra de sostén si detecta alguna flojedad ya que podría resultar en una lesión personal.

monter instructions

REMARQUE: Les pattes de fixation de la barre d'appui doivent être en alignement avec les poteaux muraux. Les vis à bois doivent traverser le panneau de revêtement ou le carrelage et être fixées dans les poteaux muraux pour plus de solidité. Pour les baignoires ou les cabines de douche en plastique, percez la paroi et montez la barre d'appui dans les poteaux muraux.

1. Placez la barre d'appui en alignement avec les poteaux muraux et marquez l'emplacement des trous pour les vis. (L'Attachement horizontal Voit la Figure 1, l'Attachement Vertical Voit le 2 de Figure.) Quand vous avez choisi votre mode de fixation, percez un petit trou pour marquer l'emplacement où se trouve le poteau.

MISE EN GARDE: Les vis à bois doivent être utilisées seulement dans un poteau mural.

2. Vous devez choisir le type de fixation pour chaque patte, vis à bois ou boulons à ailettes.

AVERTISSEMENT: Les vis à bois de chaque patte de fixation doivent être fixées dans un poteau mural ou la barre d'appui pourrait se détacher et causer des blessures sérieuses.

3. Utilisez une mèche à béton pour percer le carrelage ou le mortier. Pour les vis à bois, percez un petit trou dans le poteau mural pour marquer l'emplacement de la fixation.
4. Après avoir percé les trous, placez la barre d'appui sur le mur et fixez avec les vis à bois. Si vous utilisez des boulons à ailettes, assurez-vous que le boulon est fixé sur la patte de fixation avant de l'enfoncer dans le trou.

REMARQUE: Utilisez un produit de type mastic autour de la patte de fixation pour éviter que l'humidité ne s'infilte à l'intérieur.

REMARQUE: Nettoyez avec du savon doux et rincez à l'eau tiède.

5. Serrez tous les boulons et les vis avec un tournevis. Vérifiez périodiquement le serrage. Ne jamais vous servir de la barre si vous vous apercevez qu'elle est un peu desserrée car vous pourriez vous blesser.