

MICHAEL GRAVES
active living
COLLECTION™

Bath & Shower Seat With Back Instructions & Warranty

**Le Bain & La Douche Place
Les Instructions
& La Garantie**

**El Baño & Chaparrón Sienta
Les Instrucciones
& La Garantia**



EU Authorized Representative
Drive International, LLC
Globe Lane - Stockport
DUKINFIELD SK16 4RE, GB

www.drivemedical.com

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

© 2006 Medical Depot, Inc. All rights reserved.
Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.
Port Washington N.Y. 11050 USA
Made in China

Item # MG12170

Before assembly, insure that all parts and quantities match parts list. Inspect all components for shipping damage. If any parts are determined to be missing or damaged, contact your dealer/retailer for replacements.

Warning!

DO NOT use this equipment without first reading and understanding its instruction sheet. If you are unable to understand these instructions, contact a healthcare professional, dealer, or technical person before installing. Otherwise, injury or damage may occur. These shower seats are not designed to support the total weight of an individual. Use arms for assistance only.

Assembly Instructions:

1. Place seat upside down on a flat surface. Insert leg into the corner recess of the seat by applying a firm downward pressure until leg is fully engaged. Repeat step #1 for all 4 legs.
2. For models with a back place back in the slot, which is in the rear of the seat, and insert back until engaged.

Adjusting Leg Extensions:

1. Select 1 of the 5 adjustment holes located on the lower leg frame.
2. Depress the snap button and slide the adjustable leg up or down to the desired height.
3. Ensure that the snap buttons fully protrude through the same respective adjustment hole of each leg extension.
4. Repeat STEPS 2-3 for the other legs.
5. Make sure all four legs are adjusted to the same height so that the bath bench sits level.

Care And Maintenance:

1. Do not use an abrasive cleaner. Use a non-abrasive cleaner with warm water.
2. Periodically inspect all components for damage or looseness.

Limited Lifetime Warranty

Your Drive brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.

Avant de procéder à l'assemblage, s'assurer que toutes les pièces et les quantités requises sont conformes à la liste de pièces. Inspecter chacune des composantes et s'assurer qu'elles n'ont pas été endommagées pendant le transport. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, contacter votre détaillant autorisé Drive pour obtenir un remplacement.

Attention!

Ne pas utiliser cet appareil avant d'avoir lu et compris les directives d'installation. Si vous ne pouvez comprendre ces directives, adressez-vous à votre détaillant, à un(e) spécialiste en équipement médical ou un(e) professionnel de la santé avant de procéder à l'assemblage. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou un bris de l'appareil. Cet appareil peut supporter le poids d'un individu dont le poids n'excède pas 300 lbs (136 Kg). Les bancs de bain avec poignées ne sont pas conçus afin de supporter le poids entier d'un individu. N'utiliser celles-ci uniquement que pour assister lors l'utilisation.

Directives D'assemblage

1. Placer le banc à l'envers sur une surface de travail, plate. Insérer les pattes dans les encavures situées aux quatre coins, en poussant fermement jusqu'à ce qu'elles soient entièrement enfoncées.
2. Pour les modèles munis de poignées, retourner le banc sur ses pattes et insérer la bases de la poignée dans les encavures rondes en poussant fermement jusqu'à ce qu'elles soient entièrement enfoncées.

Réglage Des Extensions Des Pieds

1. Choisissez l' 1 des 5 trous d'ajustement situés sur le cadre inférieur des pieds.
2. Appuyez sur le bouton-poussoir et glissez le pied ajustable en montant ou en descendant jusqu'à la hauteur désirée.
3. Assurez-vous que les boutons-poussoirs sont complètement sortis et à la même hauteur sur chaque extension de pied.
4. Répétez l'ÉTAPE 2-3 pour les autres pieds.
5. Assurez-vous que les quatre pieds sont ajustés à la même hauteur afin que la banquette de bain soit de niveau.

Entretien

1. Ne pas utiliser de nettoyant abrasif. Utiliser un nettoyant non-abrasif et de l'eau tiède.
2. Inspecter régulièrement afin de détecter bris et desserrement.

Garantie À Vie Limitée

Cet produit Drive est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre, auprès du propriétaire original et ce, pour la durée de la vie de celui-ci.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de quitter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu'aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Dans l'éventualité où un bris devait survenir en cours d'utilisation de l'un de nos produits, nous nous engageons, à notre discrétion, à assurer selon le cas, la réparation ou le remplacement de l'appareil.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inapproprié de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.

Antes del armado, asegúrese que todas las partes y su cantidad concuerden con la lista de partes. Inspeccione todos los componentes para descartar daños de envío. Si se comprueba que alguna parte esta perdida o dañada, comuníquese con su vendedor/distribuidor para que sea reemplazada.

Advertencia!

DO NOT use this equipment without first reading and understanding its instruction sheet. If you are unable to understand these instructions, contact a healthcare professional, dealer, or technical person before installing. Otherwise, injury or damage may occur. These shower seats are not designed to support the total weight of an individual. Use arms for assistance only.

Instrucciones De Armado

1. Coloque el Asiento dado vuelta sobre una superficie lisa. Inserte la pata en la depresión del ángulo del asiento aplicando una presión firme hacia abajo hasta que la pata esté completamente trabada. Repita el paso #1 para las 4 patas.
2. Para los modelos con respaldar, coloque el respaldo en la ranura que está en la parte posterior del asiento e inserte el respaldo hasta que esté opletamente trabado.

Ajustando Las Extensiones De Las Patas

1. Seleccione 1 de los 5 orificios de ajuste localizados en el marco de la pata inferior.
2. Apriete el botón de presión y deslice la pata ajustable hacia arriba o hacia abajo hasta la altura deseada.
3. Asegúrese que los botones de presión protruyan completamente a través del respectivo orificio de ajuste de cada extensión de la pata.
4. Repita los PASOS 2-3 para las otras patas.
5. Asegúrese que las cuatro patas estén ajustadas a la misma altura de tal manera que el banco para baño esté nivelado.

Cuidado Y Mantenimiento

1. No use limpiador abrasivo. Use un limpiador no abrasivo con agua tibia.
2. Periódicamente revise todos los componentes para verificar que no estén dañados o flojos.

Garantía Limitada De Por Vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

En el caso de un defecto cubierto por esta garantía, repararemos o reemplazaremos el aparato, de acuerdo a nuestra opinión.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.